



Chamber Holder for Cross Calibration


相互校正用チャンバーホルダー

QWP-80

標準測定法12にて採用された「フィールド線量計の相互校正」で使用する外部モニター電離箱を適切な位置で支持するためのチャンバーホルダーです。弊社製水ファントム(QWP-01,QWP-04,QWP-06,QWP-07)に取り付けて使用します。



Farmer型電離箱測定時



平行平板型電離箱測定時

- ・主材料 : ポリアセタール
- ・電離箱距離 : 60mm (平面上, 中心の間隔)
- ・関連商品 : 平行平板用スペーサープレート(QWP-81,82)

※ 現在お持ちの弊社製水ファントムへの取り付けをご希望の場合はご相談ください。

改良のため予告無く仕様を変更する場合があります。

製造

クオリタ
Qualita

有限会社クオリタ
東日本営業所
〒362-0032
埼玉県上尾市日の出2-2-1
TEL 048-779-7765
FAX 048-779-7766

<https://qualita-works.co.jp>

販売